



ASECOS SICHERHEITSSCHRANK S-LINE

in verschiedenen Breiten und Ausstattungsmöglichkeiten

Artikelnummer: 206791

Hersteller: asecos

Preis: ab 2.298,32 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Sicherheitsschränke der S-LINE von asecos sind bewährte Allround-Geräte in jeglichem Laborbereich. Jahrzehntelange Entwicklungs- und Optimierungsarbeit macht die Schränke zu technisch ausgereiften Begleitern im Arbeitsalltag. Die Typ 90-Geräte sind GS-geprüft und gewährleisten die uneingeschränkte Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Somit helfen Ihnen die Sicherheitsschränke bei der Schaffung eines sicheren Arbeitsumfeldes für Ihre Mitarbeitenden und dadurch auch für beste Arbeitsergebnisse.

Die große standardmäßig erhältliche Modellvielfalt bietet auch das perfekte Gerät für Ihre Laboranwendung. Gerne sind wir Ihnen auch bei der Ausstattung

über die Standardvarianten hinaus behilflich. Wählen Sie in unserem Shop zwischen den Breiten 120, 90 oder 60 Zentimeter, den Farben Lichtgrau und Weiß sowie drei verschiedenen Ausstattungspaketen.

Die S-CLASSIC-90-Linie bietet robuste Flügeltüren, deren Bedienung den minimalsten Kraftaufwand erfordert. Die Türen sind mit Profilzylindern sicher und zuverlässig verschlossen und können bauseits auch in eine vorhandene Schließanlage integriert werden. Die integrierte Türfeststellanlage ermöglicht ein sicheres Ein- und Auslagern von Gebinden mit zwei Händen, was die Sicherheit im Arbeitsalltag erhöht. Im Schrankboden eingebaute Justiervorrichtungen gewährleisten einen sicheren und schnellen Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten bis maximal zehn Millimeter.

Die höhenverstellbaren Fachböden in verschiedenen Ausführungen bieten eine Traglast von 75 Kilogramm mit einer 30 Millimeter hohen Sicherheitsaufkantung. Alle Schränke sind serienmäßig mit einer DIBt zugelassenen Auffangwanne aus Kunststoff ausgestattet sowie einem integrierten Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft. Die baumustergeprüfte Auffangwanne (TÜV/StawaR) kann in Verbindung mit einem Lochblech auch als Lagerebene genutzt werden. Der stabile Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, die dreifache Türaufhängung, die komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert.

Die S-LINE ist EN-konform seit der ersten Stunde und bietet Qualität auf höchstem Niveau:

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1 GS-geprüft (Dokument EK5/AK4 09-10, ProdSG)

50.000 verschleißfreie Öffnungen und Schließungen

Prüfgrundlage: Schränke dieser Modellgruppen entsprechen den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (§21 Abs. 1) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit

Konformität nach den Anforderungen der DIN EN 16121 und 16122 (DIN EN 16121:2013 + A1:2017)

Die Ausbaumöglichkeiten reichen von metallfreier Inneneinrichtung für die Lagerung von Kleinmengen entzündlicher Stoffe, über verschiedene Fachböden, Lochblecheinsätze, Bodenauffang- und Auszugswannen bis zu weiterem Zubehör, wie Antirutschmatten oder Chemikalienboxen. Sprechen Sie uns bei individuellen Wünschen gerne an.

Hinweis: Der Artikelpreis beinhaltet die Anlieferung Frei Haus. Diese Leistung beinhaltet die Lieferung inklusive Verpackungsmaterial bis hinter die erste verschlossene Tür ebenerdig (auf Einwegpalette, ohne Überwindung von Stufen, Treppen, etc.). Eine Lieferung Frei Verwendungsstelle kann über die Auswahlliste zusätzlich gebucht werden. Diese beinhaltet neben der Avisierung seitens asecos die Aufstellung am gewünschten Ort im Gebäude (Einbringbarkeit muss im Vorfeld anhand eines vom Kunden auszufüllenden Transportfragebogens geklärt werden), die Ausrichtung des Schrankes und die

Mitnahme des Verpackungsmaterials. (Nicht inkludiert sind der Einsatz eines Krans oder Ähnlichem und eine Verbringungszeit von mehr als 30 Minuten.)

Spezifikation:

Art des Artikels: Sicherheitsschrank

Fachbereich: Labor;Pharma