



DÜRR TECHNIK SICOLAB 062 MINI KOMPRESSOR

zur Bereitstellung gefilterter Druckluft

Artikelnummer: 202659

Hersteller: Dürr Technik

UVP: 2.995,00 €

Preis: 2.790,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die SICOLAB 062 mini Kompressorstation von Dürr Technik ist eine schallgedämmte Kompressoreinheit für die Bereitstellung von ölfreier und gefilterter Druckluft. Dank ausgezeichneter Schalldämmung ist die Kompressoreinheit besonders vibrationsarm und stört so den Arbeitsablauf nicht. Die kompakten Geräteabmessungen ermöglichen ein leichtes Aufräumen, beispielsweise indem der Kompressor einfach direkt unter den Labortisch gestellt wird. Zusätzlich ermöglicht der intergrierte Tragegriff eine mobile Nutzung. Das moderne Design mit übersichtlich angeordneten Steuerelementen sorgt für eine intuitive Bedienung. Das Modell ist für 100% Dauerbetrieb geeignet und gemäß der Norm EN 286-1:1998/A2:2005

entwickelt.

Hinweis: Dieses Gerät unterliegt keiner Einweisungspflicht.

Spezifikation:

Art des Artikels: Kompressor

Abmessungen Tx Bx H: 39,6 cm x 34,7 cm x 32,1 cm

Stromversorgung: 230 V

Leistung: 0,44 kW

Gewicht: 20 kg

Schutzart: IP20