



MEDI PACK KLARSICHT-STERILISATIONSBEUTEL SELBSTKLEBEND, 200 STK.

verschiedene Größen

Artikelnummer: 205435

Hersteller: Medi Pack

Preis: ab 5,64 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die selbstklebenden Sterilisationsbeutel von Medi Pack sind sofort gebrauchsfertig. Die offene Seite ermöglicht die Befüllung mit Sterilgut, die Seite wird dann über den Klebestreifen, der Heißluft- und dampfresistent ist, geschlossen. Die Sterilisationsfolie von Medi Pack kann zur Sterilisation mit Dampf oder Ethylenoxid genutzt werden. Die beiden Schichten aus medizinischem Papier sowie getöntem Polyester/Polypropylenkunststoff sorgen für hervorragende Sterilisationseigenschaften sowie sehr gute Peelbarkeit. Auf der Papierseite sind drei chemische Indikatoren für Dampf, Gas und Chemie-Vapor verzeichnet, die eine erfolgreiche Sterilisation in Form von Farbveränderungen anzeigen.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 80
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@lab-tech.de

Art des Artikels: Klarsichtbeutel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: blau

Material: medizinisches Papier;Polyester/Polypropylenkunststoff

Garantielaufzeit: 60 Monate

geeignet für Sterilisationsart: Dampf Klasse B;Dampf Klasse S;Ethylenoxid

Selbstklebend: Ja