



STERIS KLARSICHT-STERILISATIONSPAPIERBEUTEL OHNE FALTE, 1000 STÜCK

in verschiedenen Größen

Artikelnummer: 200732

Hersteller: Steris Browne

Preis: ab 14,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Klarsicht-Sterilisationspapierbeutel ohne Seitenfalte von STERIS bestehen aus getönter, mehrschichtiger heißsiegelbarer PET/PP-Folie und medizinischem Papier (60 g/m²) und wurden gemäß DIN EN ISO 13485 entsprechenden Qualitätsmanagementsystemen hergestellt. Die Beutel sind für die Sterilisation mit Dampf, Ethylenoxid und Formaldehyd geeignet und entsprechen DIN EN ISO 11607-1 und -2 sowie DIN EN 868-5. Vor der Sterilisation müssen die Beutel zunächst mit einem Folienschweißgerät versiegelt werden. Die Beutel sind durchgängig mit DIN EN ISO 11140-1, Typ 1 entsprechenden Prozessindikatoren bedruckt und können durch das v-streifenförmige Ende mit Daumenlöchern besonders leicht geöffnet werden. Die Klarsichtbeutel können bei 180° bis 190°C versiegelt werden. Die Beutel sind in verschiedenen Größen erhältlich, eine Packung enthält jeweils 1000 Stück.

Spezifikation:

Art des Artikels: Klarsichtbeutel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß

Material: medizinisches Papier;Polyester/Polypropylenkunststoff

Garantielaufzeit: 60 Monate

Selbstklebend: Nein