



BROWNE DES CHECK EMULATIONSINDIKATOREN 93°C, 10 MIN.

entspricht DIN EN ISO 11140-4, Typ 6

Artikelnummer: 200711

Hersteller: Steris Browne

Preis: 33,56 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Des Check Emulationsindikatoren von BROWNE werden zur Routinekontrolle von Dampfsterilisationsprozessen genutzt. Die Indikatoren werden hierfür über die Charge verteilt und bei 93°C für zehn Minuten aufbereitet. Die optische Rückmeldung, welche Bedingungen an der Position vorlagen, findet über einen deutlichen Farbumschlag von gelb nach blau bei optimal erreichten Bedingungen statt. So kann der Prozesserfolg schnell und einfach beurteilt werden. Die Indikatoren entsprechen DIN EN ISO 11140-4, Typ 6.

Hinweis: Lagerung bei oder unter +4°C!

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Indikatortyp: Reinigungsindikator

Norm: DIN EN ISO 11140-4, Typ 6