


Referenz Übersicht


Unbehandelt



Spot ist **gelb**.
Verwenden Sie **nicht**
die Gegenstände aus
der Verpackung.


PASS TST Control® Indikator bestätigt Behandlung unter adequaten Sterilisationsbedingungen

Pass



Spot ist
hell-purpur


Pass



Spot ist **vollständig
dunkelblau / purpur**


FAIL Verwenden Sie nicht die Gegenstände aus der Verpackung. Die Sterilisationsbedingungen wurden nicht erreicht.

Fail




Spot ist gelb eingefärbt.
Verwenden Sie **nicht** die
Gegenstände aus
der Verpackung.

Fail



Spot ist gelb eingefärbt.
Verwenden Sie **nicht** die
Gegenstände aus
der Verpackung.

Fail



Spot ist gelb eingefärbt.
Verwenden Sie **nicht** die
Gegenstände aus
der Verpackung.



Wir behalten uns im Rahmen einer ständigen Produktentwicklung technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor, vorausgesetzt der Kunde muss keine wesentlichen Unterschiede zu der in der Bestellung genannten Produktspezifikationen hinnehmen. Die Abbildungen, Fotos und Beschreibungen sind nur allgemeine Richtlinien und nicht Bestandteil eines Vertrages oder einer Bestellung, sofern dies nicht schriftlich vereinbart wurde.

Albert Browne International Ltd
Chancery House, 190 Waterside Road,
Hamilton Industrial Park, Leicester, LE5 1QZ, UK.

Tel: +44 (0)116 276 8636
Fax: +44 (0)116 276 8639
E-mail: info@thebrownegroup.co.uk
www.thebrownegroup.co.uk

