

Mobiler Steril-Bereitstellungstisch

Artikel-Nr.: 7500752 | SBT 700/700/900 F

HUPFER
we make work flow



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Technische Daten

Nutzmaß:	700 × 700 × 902 mm
Bereifung:	antistatisch
Vierkantrrohr-Rahmen:	25 × 25 mm
Materialstärke Tischplatte:	1,25 mm
Rollenausstattung:	4 Lenkrollen, 2 m. Feststeller, □ 75
Hauptbauweise:	offen
Gewicht:	20.047 kg
Breite:	700 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	900 mm

Fahrbarer Bereitstellungstisch mit glatter, fest verschweißter Bereitstellungsfläche.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Stabile Konstruktion aus fugenlos verarbeitetem Vierkantrrohrrahmen mit fest eingeschweißter Bereitstellungsfläche aus Edelstahlblech. Tischplatte in reinigungsfreundlicher Ausführung allseitig abgekantet. Darunter zwei in das Rahmengestell einhängbare Einschubschienenpaare sowie ein weiteres, fest eingeschweißtes Schienenpaar. 4 Stoßecken aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den fahrbaren Tisch rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 75 mm, mit Rückenlochbefestigung, Gehäuse verzinkt-chromatisiert, Kunststoffrad mit Doppelkugellager und Fadenschutz, elektrisch leitfähig (antistatisch), Abmessungen entsprechend DIN 18867-8.