

EndoSwab

Hochleistungs - Reinigungs- und Testbürste für flexible Endoskope

NEU



healthmark

EndoSwabs basieren auf stark absorbierenden Polyesterfasern, die zu einer Endoskopbürste verarbeitet werden. EndoSwab absorbiert und transportiert Schmutz aus dem Kanal, während Nylonborsten leicht durch schleimige Ablagerungen gleiten.

- Starke Reinigungsleistung für Endoskopkanäle
- In 4 Größen erhältlich: 1,7 mm | 2,8 mm | 3,8 mm | 5,0 mm
- Bis 2,3 m lang
- Mit Pyromol-E und HydroCheck-E anwendbar

EndoSwabs können für die manuelle Vorreinigung flexibler Endoskope und zum Testen auf Sauberkeit der Kanäle verwendet werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt (Stück)
3FRIN555181	EndoSwab Ø 1,7 mm / Länge 2,3 m	10
3FRIN555182	EndoSwab Ø 2,8 mm / Länge 2,3 m	10
3FRIN555183	EndoSwab Ø 3,8 mm / Länge 2,3 m	10
3FRIN555184	EndoSwab Ø 5,0 mm / Länge 2,3 m	10