

HemoCheck-S

Nachweis von Blutrückständen auf Instrumenten und Oberflächen

NEU



healthmark

HemoCheck-S basiert auf einer Enzymreaktion zum Blutnachweis. Blut enthält eine große Menge an Peroxidase, die schon in geringster Menge nachgewiesen werden kann.

Für Validierung und Routineprüfung der Reinigungsleistung nach EN ISO 15883.

Anwendung

- Einfach zu handhabendes Test Kit
- Einziger Test am Markt mit sofortigem Ergebnis
- Keine Fehlinterpretation von Fingerabdrücken
- Grünfärbung bedeutet eine Kontamination des getesteten Instruments
- Nachweis ab 0,1 µg Blutresten
- Weist Blutreste auf Instrumenten nach

Auswertung

Anders als ein Standard Proteintest gibt HemoCheck-S eine 100 % klare Aussage, da Blut ein perfekter Marker für ein Hygienierisiko ist. Eine grüne Verfärbung auf der Testbürste weist Blutreste auf der geprüften Oberfläche nach. Eine große Menge Blut kann den ganzen Test verfärben.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienierisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt (Stück)
3FRIN555150	HemoCheck-S	12