

Autoklaven-Anfrageformular

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

wir freuen uns über Ihre Anfrage. Um Ihnen ein möglichst detailliertes Angebot erstellen und dabei den für Ihre Anwendung geeigneten Sterilisator berücksichtigen zu können, bitten wir Sie, uns die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

Welcher Branche ist die geplante Anwendung zuzuordnen?

- Medizin
- Pharmazie
- Biologisches Labor
- Sonstiges:

Welche Güter sollen sterilisiert werden?

- Flüssigkeiten
- Festkörper/Instrumente
- Poröse Materialien/Wäsche
- Feste Abfälle
- Flüssige Abfälle
- Flüssige Nährmedien
- Sonstiges:

Welches Kammervolumen soll der Sterilisator besitzen?

- Bis 23 Liter
- Bis 40 Liter
- Bis 62 Liter
- Bis 85 Liter
- Bis 160 Liter
- Mehr als 160 Liter

Wie häufig wird der Sterilisator zum Einsatz kommen?

- 1x wöchentlich
- 1x täglich
- 2x täglich
- 3x täglich
- Mehr als 3x täglich

Fragen rund um Technik? Bitte wenden Sie sich an:

Fragen zum Online-Shop? Bitte wenden Sie sich an:

Ist Ihr Labor der Sicherheitsstufe 2 oder höher zugeordnet?

- Ja; der Sterilisator muss gemäß TRBA 100 mit einer Abluftfiltration ausgestattet sein
- Nein

Bevorzugen Sie die frontseitige Beladung (horizontal) oder die Beladung von oben (vertikal)?

- Horizontal
- Vertikal

Soll der Sterilisator mit einem Kühlsystem ausgestattet sein?

- Nein
- Mit einer Schnellrückkühlung zur Reduzierung der Chargenzeit um bis zu 60%
- Mit einer Lüfterkühlung zur Reduzierung der Chargenzeit um bis zu 80%

Benötigen Sie eine der nachfolgenden Optionen?

- Externer Kompressor zur Stützdruckbeaufschlagung bei der Kühlung von Flüssigkeiten
- Hebelift zum einfacheren Be- und Entladen schwerer Sterilisiergüter in Vertikalautoklaven
- Dokumentationssystem
- Wasserenthärtungsanlage; erforderlich, wenn die Härte des Leitungswassers 10°dH (285µS/cm) überschreitet
- Ionenaustauscher-Patrone aus Edelstahl, falls keine VE-Wasser-Versorgung vorhanden ist
- Fremddampfbeheizung

Ist mit der Inbetriebnahme eine weitere Prüfung erforderlich?

- Qualifizierung
- Validierung

Sonstiges/Kommentare:

Fragen rund um Technik? Bitte wenden Sie sich an:



Tel: 06224 98960 0
Fax: 06224 98960 99
E-Mail: service@steri-tech.de

Fragen zum Online-Shop? Bitte wenden Sie sich an:



Tel: 06224 98960 80
Fax: 06224 98960 99
E-Mail: info@lab-tech.de

Mit wem dürfen wir uns in Verbindung setzen?

| | |
|---------------|--|
| Titel | |
| Name, Vorname | |
| Funktion | |
| Firma | |
| Abteilung | |
| Straße | |
| PLZ | |
| Ort | |
| Telefon | |
| E-Mail | |

Wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Wir werden in Kürze mit Ihnen Kontakt aufnehmen bzw. Ihnen ein Angebot zusenden.

Senden Sie das ausgefüllte Formular per Post an:

Steri-Tech GmbH
Max-Berk-Straße 3
69226 Nußloch

Oder per Mail an:

info@lab-tech.de

Bei Fragen erreichen Sie uns unter:

Tel: 06224 98960 80

Fax: 06224 9896 99

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team von Steri-Tech

Fragen rund um Technik? Bitte wenden Sie sich an:



Tel: 06224 98960 0
Fax: 06224 98960 99
E-Mail: service@steri-tech.de

Fragen zum Online-Shop? Bitte wenden Sie sich an:



Tel: 06224 98960 80
Fax: 06224 98960 99
E-Mail: info@lab-tech.de