

Technische Daten

Zahlen und Fakten auf einen Blick.



	MELAseal® 100+	MELAseal® 200	MELAseal® Pro
Gerätetyp	Balken-Siegelgerät	Balken-Siegelgerät	Durchlauf-Siegelgerät
Validierbarkeit	nein	ja	ja
Dokumentations-Schnittstelle	nein	2x USB-Anschluss	1x RS 232 (Serielle Schnittstelle)
Geräteabmessungen (B x T x H)	41,5 x 24 x 15 cm	41,5 x 24 x 15 cm	46 x 29,5 x 15,5 cm
Gewicht	5,4 kg	5,4 kg	11,4 kg
Stromanschluss	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	300 Watt	300 Watt	365 Watt
Aufheizzeit	200 Sek.	90 Sek.	240 Sek.
Siegelzeit / Geschwindigkeit	ca. 4 Sek.	ca. 3 Sek.	8 m/min
Temperaturbereich	100 - 210 °C	100 - 210 °C	100 - 199 °C
Siegelnahtbreite	10 mm	10 mm	14 mm
Siegelnahtlänge	max. 275 mm	max. 275 mm	unbegrenzt
Integrierter Folienschneider	ja	ja	nein
Artikelnr.	10211	10120	10010

Systemlösungen, Innovation und Qualität

MELAG ist ein eigentümergeführtes Familienunternehmen, das sich seit der Gründung im Jahr 1951 auf Produkte für die Praxishygiene konzentriert. Wir produzieren mit über 450 Mitarbeitern/-innen ausschließlich in Deutschland auf ca. 25.000 m² und sind Weltmarktführer im Bereich der Instrumenten-Aufbereitung.



Rev. 2-22/2687-06.22-DE-ME



Papier sparen, Umwelt schützen:

Um Papier zu reduzieren, stellen wir Ihnen die Benutzerdokumentation elektronisch in unserem Downloadcenter bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.melag.com

MELAG
competence in hygiene