

PG 8597

Aqua-Soft-System

Pendelenthärter, für die kontinuierliche Entnahme von Weichwasser bis 40° dH.



- Leistung: kontinuierlich 19 l/min, max. 30 l/min
- Standgerät mit Rollen, von oben befüllbar
- 1 Behälter für 20 kg Salz, 2 Behälter für 4,5 l Harz
- Mengengesteuertes Zweikammersystem, stromloser Betrieb

EAN: 4002514256283 / Materialnummer: 06943120

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	570
Außenmaß, Nettobreite in mm	360
Außenmaß, Nettotiefe in mm	360
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	680
Außenmaß, Bruttobreite in mm	375
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	380
Nettogewicht in kg	19,000
Bruttogewicht in kg	26,700