

Sterilisationsfolie



**geeignet für Dampf und/oder Ethylenoxid
gemäß DIN EN ISO 11607-1 & DIN EN 868-5**

5 Jahre Verwendungsdauer bei entsprechender Lagerung



Nutzen Sie unserer Medi Pack Sterilisationsfolie mit oder ohne Falte zur Sterilgutverpackung.

*Unsere Rollen lassen sich praktisch von 2 Seiten öffnen und befüllen.
Die Versiegelung erfolgt von beiden Seiten.*

Die Sterilisationsrollen bestehen aus 2 Schichten; einer Schicht aus beständigem med. Papier und einer Schicht aus blauem Polyester/Polypropylen Kunststoff.

Die Sterilisationsfolie weder Licht noch Hitze aussetzen und bei relativer Luftfeuchtigkeit < 60% sowie einer Temperatur von 15° C bis 30° C aufbewahren.

Unter Berücksichtigung der richtigen Lagerung bleibt das Sterilgut 6 Monate steril.

**Sterilisationsrollen 200 m lang
sind in folgenden Breiten erhältlich:**

| | | |
|--------|--------|--------|
| 50 mm | 150 mm | 300 mm |
| 75 mm | 200 mm | 350 mm |
| 100 mm | 250 mm | 400 mm |

**Sterilisationsrollen 100 m lang mit Falte 50 mm
sind in folgenden Breiten erhältlich:**

100 mm 150 mm

**Sterilisationsrollen 100 m lang mit Falte 65 mm
Sind in folgenden Breiten erhältlich:**

200 mm 250 mm

**Sterilisationsrollen 100 m lang mit Falte 75 mm
Sind in folgenden Breiten erhältlich:**

300 mm