

TOSI®-LumCheck

Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von RDG's oder Ultraschallreinigungsgeräten nach EN ISO 15883

NEU



healthmark

TOSI®-LumCheck Prüfkörper simulieren kontaminierte Hohlkörperinstrumente. Die Anschmutzung verhält sich praxisgerecht. Kann ein Reinigungsprozess den TOSI®-LumCheck nicht vollständig reinigen, ist dieser nicht effektiv genug, um auch Blut völlig zu entfernen!

Anwendung

- Luer-Lock Anschluss zur einfachen Befestigung
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Zerlegbarer Prüfkörper für die visuelle Kontrolle
- Prüfkörper simuliert ein Hohlkörperinstrument

Zwei Wege Hohlkörperinstrumente zu reinigen

- Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten im RDG: Hohlkörperinstrumente werden in speziellen Einschubwägen im RDG aufbereitet.
- Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten im Ultraschallbad: Hohlkörperinstrumente werden in speziellen Ultraschallreinigungsgeräten aufbereitet.

Auswertung

TOSI®-LumCheck zeigt nicht nur ein Ja/Nein Ergebnis für die Reinigungsleistung an. Im Falle von Reinigungsproblemen erhält man auch Rückschlüsse auf mögliche Ursachen.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienerisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt (Stück)
3FRIN555110	TOSI®-LumCheck Prüfkörper	1
3FRIN555115	TOSI®-LumCheck Teststreifen	25