


TOSI®

Validierung und Routinekontrolle der Reinigungsleistung von RDG's nach EN ISO 15883

NEU



healthmark

TOSI® Prüfkörper simulieren kontaminierte Instrumente. Die Anschmutzung verhält sich praxisgerecht. Kann ein Reinigungsprozess den TOSI® nicht vollständig reinigen, ist dieser nicht effektiv genug, um auch Blut völlig zu entfernen!

Anwendung

- Gebrauchsfertiger Test für eine reproduzierbare Prüfung
- Testanschmutzung mit Korrelation zu Humanblut
- Visuelles Ergebnis durch transparente Abdeckung
- Spalt simuliert Gelenke chirurgischer Instrumente
- Clips für eine schnelle und reproduzierbare Befestigung
- Unterscheidung von chemischen und mechanischen Reinigungsproblemen

Auswertung

TOSI® zeigt nicht nur ein Ja/Nein Ergebnis für die Reinigungsleistung an. Im Falle von Reinigungsproblemen erhält man auch Rückschlüsse auf mögliche Ursachen.

Verunreinigte Instrumente sind ein Hygienerisiko und dürfen nicht benutzt werden. Instrumente müssen frei von jeglicher Anschmutzung sein!

Artikel-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt (Stück)
3FRIN555105	TOSI® Prüfkörper	12