

Technisches Datenblatt

HemoCheck-S

3FRIN555150

Artikel-Nr.: 3FRIN555150	Revision Nr.: 0
Datum: 03.12.2021	Seite: 1 von 1

Einsatzzweck: Nachweis von Blutrückständen auf Instrumenten und Oberflächen. HemoCheck-S basiert auf einer Enzymreaktion zum Blutnachweis.

Vertrieb: Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestraße 6, 91555 Feuchtwangen – GERMANY

Hersteller: PEREG GMBH
Porschestr. 12
D-84478 Waldkraiburg

Spezifikation:

<u>Artikel-Nr.:</u> 3FRIN555150 (67067-12)	<u>Beschreibung:</u> HemoCheck-S	<u>Inhalt:</u> 12 Stück
---	-------------------------------------	----------------------------

Sterilisationseigenschaft: n/a

Normenverweis: n/a

Lagerungsbedingungen: In der verschlossenen Schachtel bei 2°C bis 25°C aufbewahren. Außer Reichweite von Licht und Wärmeeinwirkung aufbewahren.

Haltbarkeit: 18 Monate nach Herstellungsdatum

Inhaltsstoffe: Unser Produkt enthält kein PVC, Bisphenol A, TSE/BSE Risikomaterialien, SVHC Substanzen und Phthalate als Rezepturbestandteil.

Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den üblichen Verfahrensschwankungen unterliegen. Sie befreien nicht von einer eigenen Validierung und Funktionsprüfung.