

**memmert**

trust the best



Wasserbad

**WTB**

**Intuitiv.  
Flexibel.  
Kalibrierbar.**

[www.memmert.com](http://www.memmert.com)

# Wasserbad WTB

IDEAL FÜR DAS TEMPERIEREN VON SALBEN, EMULSIONEN, PROBEN, PLATTEN UND NÄHRLÖSUNGEN IM LABOR, SOWIE DAS WARMLAGERN UND KALIBRIEREN IN DER INDUSTRIE



Intuitiv bedienbarer, personalisierbarer Fernscreen CustomView.



Praktisch und robust: schneller Wasserablauf, leicht zu reinigen.



Flexibel mit maßgeschneidertem Zubehör erweiterbar.



Kalibrierbar für präzise Temperatureinstellung.


Modellgrößen: 6, 11, 15, 24, 35, 50

Arbeitsbereich Temperatur: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C

Arbeitsbereich Temperatur mit Peltier Kühlvorrichtung CDP: +10 °C bis 100 °C

## Intuitiv und bedienerfreundlich

Memmert ist bekannt für hervorragende Bedienkonzepte - die neuen Wasserbäder WTB sind hierfür ein Beweis mehr. Das Touchscreen überzeugt mit seiner intuitiven und komfortablen Menüführung. Besonderer Clou: Dank der personalisierbaren Fernansicht CustomView behält man stets die wichtigen Informationen im Auge.



## Praktisch und Robust

Perfekt für den Alltag im Labor: Die hochwertige Edelstahlwanne mit abgerundeten Ecken ist leicht zu reinigen und kann ohne Kippen restlos mit dem serienmäßigen Ablasshahn entleert werden. Durch die kompakte, ergonomische Bauform findet das Memmert WTB auf jedem Labortisch seinen Platz.



## Flexibel und modular Erweiterbar

Das modulare Konzept dieses modernen Wasserbads garantiert maximale Flexibilität. Wenn es die Anwendung erfordert, können Umwälzpumpe, Kühleinheit, Schüttelvorrichtung sowie Reagenzglashalter oder Einsatzgestelle problemlos nachgerüstet werden.

