



## EBRO TFX 430 PRÄZISIONSTHERMOMETER-SET

inkl. stumpfem Fühler, Verlängerungskabel, Alukoffer

Artikelnummer: 206822

Hersteller: Ebro

UVP: 961,00 €

**Preis: 854,22 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

In Laboren und mikrobiologischen Einrichtungen ist ein Thermometer oft ausschlaggebend und sogar vorgeschrieben, um beste Arbeitsergebnisse zu gewährleisten und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Verschiedene Grenzwerte müssen präzise eingehalten werden und dazu stetig sicher kontrolliert. Das Präzisionsthermometer TFX 430 kann vielseitig in den verschiedensten Laborbereichen eingesetzt werden, zum Beispiel in der Überwachung von Kühl- und Lagerschränken, Medikamenten und Impfstoffen, bei der Lagerung von Chemikalien, in Gewächshäusern, Blutbanken sowie für Lebensmittel und Getränke.

Das Referenz-Thermometer kann mit verschiedenen Fühlern ausgestattet

werden, in diesem Set ist ein stumpfer Fühler mit 20 Zentimetern Länge und drei Millimetern Durchmesser inkludiert. Dank Pt 100 Sensor ist das Thermometer hoch genau, der Messbereich reicht von -100 bis +500 °C. Die Messgenauigkeit liegt bei +/- 0,05 °C zwischen -50 und +199,99 °C und bei +/- 0,2 °C für den restlichen Messbereich. Das Thermometer ist wasserdicht nach IP 67, hat eine Betriebszeit von ca. fünf Jahren und eine automatische Abschaltung nach zwei Stunden (auf Wunsch deaktivierbar).

Im Set enthalten sind neben dem Thermometer inkl. stumpfem Fühler ein Verlängerungskabel, ein Alukoffer für den sicheren Transport und eine akkreditierte Kalibrierung nach DAkkS Vorgaben.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermometer

Abmessungen Tx Bx H: 2,2 cm x 5,4 cm x 10,9 cm; Fühler Länge 20 cm

Fachbereich: Labor;Pharma

Material: ABS

Schutzart: IP 67