



## **EBRO TFX 422C KONFORMITÄTSEBWERTETES LABOR-THERMOMETER**

mit fest angeschlossenem Pt 1000-Fühler

Artikelnummer: 208174

Hersteller: Ebro

**Preis: 523,56 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das TFX 422C Konformitätsbewertete Labor-Thermometer ist ein hochpräzises Instrument für die Temperaturüberwachung, speziell entwickelt für den Einsatz in der Lebensmittelkontrolle und im Labor. Es verfügt über einen fest angeschlossenen Pt 1000-Fühler und bietet daher äußerst genaue Messungen. Mit einem wahlweise 60 cm oder 150 cm langen Silikonkabel ist es flexibel einsetzbar und dabei äußerst robust und stoßfest. Dieses Thermometer zeichnet sich nicht nur durch seine hohe Genauigkeit aus, sondern auch durch seine beeindruckende Batteriebensdauer von etwa 5 Jahren. Es ist wasserdicht gemäß IP 67 und erfüllt die Normen gemäß DIN EN 13485. Dadurch ist es nicht nur präzise, sondern auch äußerst zuverlässig und langlebig. Ideal für

Anwendungen, die höchste Genauigkeit und Qualität erfordern.

Das TFX 422C entspricht den Regelungen für die Konformitätsbewertung in vollem Umfang. Die notwendige Prüfung erfolgt vor Auslieferung an den Kunde.

Ihr Vorteil ist, dass die Bewertung nicht mehr nur von den Eichämtern durchgeführt wird, sondern auch von anderen zertifizierten Prüfstellen. Wichtig:

Beachten Sie die Meldepflicht! Wenn Sie sich ein neues Gerät wie das TFX 422C zulegen und es innerhalb Deutschlands verwenden, müssen Sie es

innerhalb von sechs Wochen bei Ihrem Eichamt anmelden (§ 32 MessEG). Auf der Webseite des Amts finden Sie alle notwendigen Informationen. Nach zwei

Jahren ist eine erneute Prüfung des Thermometers notwendig.

Technische Daten: Sensor: Pt 1000 Genauigkeit:  $\pm 0,3$  °C Auflösung: 0.1

°C Zertifikat: Werkskalibrierzertifikat Messgrößen: Temperatur Batterie:

Lithium-Knopfzelle 3 V / 1 Ah, Typ CR 2477 Messbereich: -50 °C - +200

°C Lagertemperatur: -30 °C - +70 °C

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermometer

Abmessungen Tx Bx H: 22 x 54 x 109 mm ohne Fühler

Gewicht: ca. 90 g

Schutzart: IP 67