



## **HMC EUROPE AUTOKLAVIER-BEUTEL, 50 STÜCK**

zur Sterilisation und Entsorgung kontaminierter Laborartikel

Artikelnummer: 202548

Hersteller: HMC-Europe

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Die Autoklavier-Beutel von HMC Europe erleichtern die Sterilisation und Entsorgung von kontaminierten Laborartikeln. Die Vernichtungsbeutel aus stabiler Polypropylen-Folie können geruchsdicht und auslaufsicher verschlossen werden. Die Vernichtungsbeutel sind einfach in der Anwendung und sorgen für sicheren Arbeitsalltag. Die Vernichtungsbeutel verfügen über ein weißes Indikationsfeld, das sich durch den abgeschlossenen Autoklavierprozess dunkel einfärbt. Die Beutel sind in folgenden Ausführungen erhältlich: Rot, Gelb und Transparent (mit und ohne BioHazard-Symbol), in den Größen 6 bis 72 Liter. Je nach Ausführung sind die bis zu 121°C (gelb) oder 134 °C (rot, transparent) autoklavierbar.

Folgende Maße sind verfügbar: Größe S= Beutelgröße 300 mm x 500 mm  
Größe M = Beutelgröße 400 mm x 780 mm  
Größe L = Beutelgröße 600 mm x 800 mm  
Größe XL = Beutelgröße 700 mm x 1.100 mm

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma