



HP VARIOKLAV® 25 TV DAMPFSTERILISATOR

mit Komplettausstattung - Restposten Sonderpreis - solange der Vorrat reicht!

Artikelnummer: 208462

Hersteller: HP Labortechnik

UVP: 9.850,00 €

Preis: 7.285,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Sterilisator ist komplett mit folgenden Ausbaustufen konfiguriert:-
Medientemperatursteuerung PT 100- Sterilbelüftung- fraktioniertem Vorvakuum-
Vakuumtrocknen- GLP Chargendruck- Kondensatauffangbehälter-
Kammereinschubsystem inkl. 1 x Einlegeschale

Der Varioklav® 25 TV von HP ist ein horizontaler Tischaufoklav mit einem Nutzvolumen von 25 Litern und einem Gesamtgewicht von 75 Kilogramm. Durch seine hochkompakte Bauform ist dieser Dampfsterilisator besonders für anspruchsvolle Sterilisierprozesse geeignet, auch in kleineren Laboratorien im Bereich Medizin, Pharmazie, Forschung und Lebensmittelindustrie. Entwickelt für dokumentierte Vernichtungssterilisationen, erweist sich der

VARIOKLAV® 25 TV Autoklav als perfekte Wahl für Sterilisationen in gentechnischen Laboren und im Bereich der medizinischen Diagnostik. Dieser Tischaufoklav ermöglicht die sichere Sterilisation von Flüssigkeiten, Nährmedien, Lösungen, Abfällen und verschiedensten Materialien in offenen oder leicht verschlossenen Gefäßen. Poröse und feste Stoffe, Gummiartikel, Pipettenspitzen, Glaswaren, Instrumente, Filtergehäuse und Verbrauchsmaterialien können problemlos sterilisiert werden. Die Bedienung gestaltet sich dank des Finger-Tip-Schnellverschlusses äußerst einfach. Die leistungsstarke Vakuumpumpe sorgt für effiziente Arbeitsprozesse, während der integrierte Vorratstank für Speisewasser mit automatischer Wassereinspeisung eine optimale Versorgung gewährleistet. Abgerundet wird die Funktionalität dieses Geräts durch das GLP Chargendrucker-Feature. In Bezug auf die Sterilisationstemperaturen bietet das System einen Bereich von 98° bis 134° Grad Celsius. Die Sterilisierkammer arbeitet unter einem Betriebsdruck von +4 bar (abs). Die äußerst leistungsfähige Trocknungsphase, um bis zu 199 Minuten verlängerbar, erfolgt bei exakten Trocknungstemperaturen durch einen dampfbeheizten Doppelmantel. Nach Abschluss des Sterilisationsprozesses sorgt die Sterilbelüftung der Kammer für Trocknungsprozesse ohne Rekontaminationsgefahr. Die vielseitige Membran-Vakuumpumpe ist auch für Wasserdampf und hohe Feuchtigkeit geeignet. Zwei leistungsstarke, beheizte Pumpenköpfe garantieren eine starke Saugleistung ohne Kondensatbildung. Eine weitere Sterilbelüftung der Kammer erfolgt nach Prozessende.

Spezifikation:

Art des Artikels: Laborautoklav

Gewicht: 75 kg

Kammervolumen: 25 Liter